

*UNA NUEVA MENTALIDAD*

*PROTOCOLO DE TRABAJO DE  
NEODENT<sup>®</sup> ZIRCONIA IMPLANT SYSTEM*



Zirconia  
Implant System



Conexión  
ZiLock<sup>®</sup>

# RESUMEN

| Protocolo de trabajo para el implante Zi Ø 3.75 mm

| Protocolo de trabajo para el implante Zi Ø 4.3 mm

| Procedimientos protésicos



Ø 3.75

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS



Longitudes de los implantes



- 10.0 180.002
- 11.5 180.003
- 13.0 180.004

Secuencia de fresado para todo tipo de hueso



- 1 Inicial (opcional) 103.170



- 2 Ø 2.0 103.425



- 3 Ø 3.5 103.562 Corta 103.561 Medio 103.563 Larga



- 4 Ø 3.75 103.565 Corta 103.564 Medio 103.566 Larga

Paralelizador



- Ø 3.0/3.75 128.020

Secuencia de fresado para los tipos de hueso I, II y III



- 5 Avellanadora Ø 3.75 103.488

Secuencia de fresado para los tipos de hueso I y II



- 6 Macho de rosca Ø 3.75 111.046

Fase de cicatrización



- Tornillo de cierre de Zi 117.023



Cicatrizador de Zi

- 106.233 3.75 x 1.5 mm
- 106.234 3.75 x 2.5 mm
- 106.235 4.5 x 1.5 mm
- 106.236 4.5 x 2.5 mm

Drivers y carraca



- Destornillador manual Neo 104.058 Corta 104.060 Medio 104.059 Larga



- Conexión para contraángulo 105.002



- Conexión para carraca (corta) 105.001



- Carraca 104.050

Ø 4.3

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS



Longitudes de los implantes



- 10.0 180.006
- 11.5 180.007
- 13.0 180.008

Secuencia de fresado para todo tipo de hueso



- 1 Inicial (opcional) 103.170



- 2 Ø 2.0 103.425



- 3 Ø 3.5 103.400 Corta 103.399 Medio 103.401 Larga



- 4 Ø 4.3 103.409 Corta 103.408 Medio 103.410 Larga

Paralelizador



- Ø 3.6/4.3 128.022

Secuencia de fresado para los tipos de hueso I, II y III



- 5 Avellanadora Ø 4.3 103.450

Secuencia de fresado para los tipos de hueso I y II



- 6 Macho de rosca Ø 4.3 111.048

Fase de cicatrización



- Tornillo de cierre de Zi 117.023



Cicatrizador de Zi

- 106.233 3.75 x 1.5 mm
- 106.234 3.75 x 2.5 mm
- 106.235 4.5 x 1.5 mm
- 106.236 4.5 x 2.5 mm

Drivers y carraca



- Destornillador manual Neo 104.058 Corta 104.060 Medio 104.059 Larga



- Conexión para contraángulo 105.002



- Conexión para carraca (corta) 105.001



- Carraca 104.050

Selección de pilar

Base de dióxido de zirconio



- 135.254 3.75 x 4 x 1.5 mm
- 135.255 3.75 x 4 x 2.5 mm
- 135.256 4.5 x 4 x 1.5 mm
- 135.257 4.5 x 4 x 2.5 mm



Base de dióxido de zirconio para C

- 135.258 4.65 x 4.70 x 1.5 mm
- 135.259 4.65 x 4.70 x 2.5 mm

Pilar CR



- 114.854 4.0 x 5.0 x 1.5 mm
- 114.855 4.0 x 5.0 x 2.5 mm
- 114.856 4.5 x 5.0 x 1.5 mm
- 114.857 4.5 x 5.0 x 2.5 mm



Componente CR 17°

- 114.858 4.0 x 5.0 x 1.5 mm
- 114.859 4.0 x 5.0 x 2.5 mm
- 114.860 4.5 x 5.0 x 1.5 mm
- 114.861 4.5 x 5.0 x 2.5 mm

Análogo del componente CR



- 4.0 x 5.0 mm
- 101.105
- 4.5 x 5.0 mm
- 101.106

Cilindro calcinable del componente CR



- 4.0 x 5.0 mm
- 118.367
- 4.5 x 5.0 mm
- 118.368

Impresión



Scanbody para implante

- 108.184



- |         | Estándar | Larga |
|---------|----------|-------|
| 108.186 | 108.187  |       |
| 108.188 | 108.189  |       |

Producción de modelo



Análogo reposicionable híbrido

- 101.080

Temporal



Muñon CR en PEEK

- 114.888 4.0 x 5.0 x 1.5 mm
- 114.889 4.0 x 5.0 x 2.5 mm
- 114.886 4.5 x 5.0 x 1.5 mm
- 114.887 4.5 x 5.0 x 2.5 mm



Transfer/cilindro provisional

- 108.201 4.0 x 5.0 mm
- 108.202 4.5 x 5.0 mm

Cilindro final



CARES Visual



3Shape



Dental Wings



Exocad



Cilindro calcinable

- 118.343 3.75 x 4 mm
- 118.325 4.5 x 4 mm

Llaves



Destornillador manual Neo

- 104.058 Corta
- 104.060 Medio
- 104.059 Larga



Destornillador Neo para carraca

- 105.133 Corta
- 105.132 Medio
- 105.134 Larga

© 2021 - JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. Todos los derechos reservados. Neodent®, Zi™ y ZiLock® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. CARES es una marca comercial registrada de Straumann Holding AG. 3Shape es una marca comercial o marca comercial registrada de 3Shape A/S. exocad es una marca comercial o marca comercial registrada de exocad GmbH. Dental Wings es una marca comercial o marca comercial registrada de Dental Wings Inc. Se prohíbe la reproducción de este material sin previa autorización. Es posible que algunos productos todavía no estén disponibles para la compra. Para obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor local.

毎日、とびっきりの笑顔を

*NUOVI SORRISI OGNI GIORNO*

*CHAQUE JOUR DE NOUVEAUX SOURIRES*

*новые улыбки каждый день*

*JEDEN TAG EIN NEUES LÄCHELN*

*NUEVAS SONRISAS TODOS LOS DÍAS*

*NYA LEENDEN VARJE DAG*

*NEW SMILES EVERY DAY*

*NOVOS SORRISOS TODOS OS DIAS*

*CHAQUE JOUR DE NOUVEAUX SOURIRES*

*NOVOS SORRISOS TODOS OS DIAS*

