

XPERT UNIT[®]



Motor
de implantología
conectado



Anthogyr
A Straumann Group Brand

XPERT UNIT®

Motor de implantología conectado

Disfrute de la comodidad de uso que ofrece **Xpert Unit®**, un motor de implantología sencillo y eficaz. Descubra el primer motor conectado y disfrute de una verdadera innovación en términos de servicios y seguimiento del paciente.

DISEÑO

Unidad compacta



INNOVACIÓN

Capacidad de actualización y trazabilidad

Un motor siempre actualizado y soluciones eficaces para registrar los valores de torque gracias a la conectividad.



servicio de los pacientes

SIMPLICIDAD

Control total de las funciones desde el primer uso.

Eficacia

Gran eficacia de uso durante la intervención gracias a su torque elevado, de hasta 80 N.cm.

LIBERTAD DE ACCIÓN

Pedal inalámbrico

Libertad de movimiento durante sus procedimientos quirúrgicos.



COMODIDAD

Micromotor y contra-ángulo muy ligeros

- Motor de implantología con

Atractivo y eficaz

SIMPLICIDAD

- Pantalla táctil grande: interfaz intuitiva.
- Uso directo desde la pantalla de inicio.
- Secuencia de implantología sencilla y lista para uso.
- Programa de cirugía.

ERGONOMÍA

- Unidad compacta: optimización del espacio.
- Diseño minimalista: mantenimiento fácil.
- Las líneas de irrigación se conectan fácilmente.

FLEXIBILIDAD

- Posibilidad de cambiar fácilmente todos los parámetros: torque, velocidad y caudal de irrigación.

COMODIDAD Y SEGURIDAD

- Pantalla grande.
- Visibilidad clara de los datos esenciales durante el procedimiento quirúrgico: excelente legibilidad.



Una aplicación que le facilitará la vida

INNOVACIÓN

CAPACIDAD DE ACTUALIZACIÓN

- Actualización del programa del motor.

TRAZABILIDAD

- Sincronización de los datos quirúrgicos.
- Organización de la información por paciente para facilitar el tratamiento de datos.

FÁCIL ACCESO A LA INFORMACIÓN

- Manual de uso, tutoriales en vídeo, preguntas frecuentes, asistencia técnica.

Ventajas de servicio



Total libertad de movimiento



LIBERTAD DE ACCIÓN

Pedal inalámbrico:
sin cable, un obstáculo menos en su entorno de trabajo.

PRESTACIONES

Control mediante pedal durante el procedimiento quirúrgico:

- Permite alternar entre programas.
- Operación inversa.
- Gestión de la irrigación.
- Aumento y reducción del torque.



TRANQUILIDAD

Más de 1000 horas de funcionamiento:
Gran autonomía

DURABILIDAD

Batería recargable:
práctica y duradera

Mont-Blanc XS

¡Máxima capacidad en sus manos!

MUY LIGERO

Fácil sujeción

Kit de micromotor y contra-ángulo Mont Blanc XS.



EFICACIA

- Velocidad: 15 a 2000 rpm.
 - Torque: 5 a 80 N.cm.
- La eficacia de un torque elevado.

COMODIDAD EN EL TRABAJO

- Fácil sujeción.
- Luz: mayor visibilidad en la boca del paciente.
- Cable flexible y ligero: fácil manipulación.

SEGURIDAD Y DURABILIDAD

- Micromotor termodesinfectable y esterilizable en autoclave: mantenimiento fácil.
- Contra-ángulo desmontable, termodesinfectable y esterilizable en autoclave: adaptado a los protocolos de mantenimiento más estrictos.

CAMPUS



Centro de formación en implantología

- 1 quirófano, 1 laboratorio de prótesis dentales
- 800 profesionales dentales capacitados cada año
- Conferencias, cirugía en directo, talleres
- Al pie del Mont-Blanc, entre Chamonix y Ginebra

C 190_ES 2021-06

Créditos de las fotos: Anthogyr, Godefroy de Maupeou, Getty images.
Todos los derechos reservados - Fotos no contractuales.



ANTHOGYR

c/ de Anabel Segura, nº 16,
Edificio 3. Planta Baja
28108 Alcobendas, Madrid - España

www.anthogyr.es

Anthogyr
A Straumann Group Brand