



Plus d'options de modèles imprimés Sameda® et autres nouveautés !

Pour plus de service, Anthogyr propose désormais 2 types de modèles imprimés associés au flux de travail SIO : soit le service DigitALL® pour les restaurations sur plateformes Axiom® incluant le modèle imprimé et la prothèse Sameda®, soit un modèle imprimé pour analogues repositionnables pour toutes les plateformes. Tous deux sont disponibles, à un prix abordable, sur le Web Order Sameda®.

DigitALL® : haut niveau de service pour les restaurations sur plateformes Axiom®

+ **Gain de temps & aucun investissement** : conception et production du modèle & de la prothèse, fabriqués par Sameda®

+ **PACK COMPLET** avec modèle & prothèse de haute qualité, composé de :

- Modèle imprimé : arcade complète ou demi-arcade avec antagoniste
- **Plateformes imprimées précises** - pas besoin d'analogues métalliques
- Options d'articulation : Split Cast ou plastique



+ Pour les restaurations unitaire, partielle ou complète

+ **Manipulation facilitée** pour réaliser la restauration


- Fausse gencive **de qualité, amovible & souple**
- Livré avec **vis de laboratoire dédiées** pour plastique

NOUVEAU ! modèle imprimé de qualité pour analogues repositionnables, toutes plateformes

+ **Flexibilité & gain de temps** : production seule ou design & production du modèle, réalisé par Sameda®

+ **Modèle de haute qualité** composé de :

- Modèle imprimé : arcade complète ou demi-arcade avec antagoniste
- **Emplacements pour analogues** - analogues à commander auprès de la marque d'origine
- Articulation plastique



+ Pour les restaurations unitaire, partielle ou complète

+ **Manipulation facilitée** pour réaliser la restauration

- Fausse gencive **de qualité, amovible & souple**
- **Outil dédié aux analogues repositionnables** sur les plateformes Anthogyr



PA-TOOL-01

Anthogyr propose également de nouvelles solutions prothétiques : un plus large choix de solutions avec fût angulé pour les plateformes Straumann® avec les instruments prothétiques originaux AS, l'évolution de la zircone Sina T et de nouvelles compatibilités MPS avec Accès Angulé sur Multi-Unit et Simedra® Additive.

+ Restaurations plurales avec fûts angulés pour les plateformes Straumann®

NOUVEAU : restaurations plurales avec fûts angulés, livrées avec les vis d'origine, à visser avec les instruments prothétiques **Straumann® AS** d'origine :

- SRA NC/RC et RB/WB à 20° maximum en titane ou CoCr
- BLX RB/WB et TLX NT/RT/WT à 20° maximum en titane



Instrument Straumann® AS

Restaurations plurales avec **Accès Angulé**, livrées avec vis MUAA Anthogyr, à visser à 15 N.cm avec les instruments prothétiques sphériques Anthogyr :

- SRA NC Ø3.5 à 25° maximum en titane ou CoCr
- SRA NC/RC et RB/WB Ø4.6 à 25° maximum en titane, CoCr ou en zircone sans embase



Instrument sphérique Anthogyr

+ Extension de la gamme MPS

Prothèses plurales transvissées en titane, CoCr ou zircone sur piliers Multi-Unit avec Accès Angulé sur plateformes :

- Thommen : SPI® VARIOmulti
- Southern Implant : Pilier conique Compact 4.8/6.0



Suprastructure en titane additif sur plateformes :

- Southern Implant : Pilier Conique Compact 4.8/6.0



+ Sina T désormais conformes aux teintes VITA

- Zircone translucide pour un design homotétique
- Zircone pré-teintée pour une couleur de rendu plus précise, disponible en 16 teintes, conformes aux teintes VITA
- Résistance approuvée pour toutes les restaurations en zircone



Pour plus de précisions, consultez la liste de compatibilité Simedra® sur le site Anthogyr :

[liste de compatibilité Simedra®](#)

ou contactez notre Support Technique au +352 266 40 41.

ANTHOGYR SA

8, um Miercherbiereg P.B 184,
L-7526 Mersch – Luxembourg

Follow us



*Toutes les marques et noms de sociétés sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Anthogyr
A Straumann Group Brand