

# healfit<sup>®</sup>SH



A l'avant-garde  
du digital.

**ANTHOGYR**

A Straumann Group Brand



# healfit<sup>®</sup> SH

Healfit<sup>®</sup> SH est une solution de cicatrisation anatomique au design biomimétique, scannable et parfaitement intégrée dans le flux numérique.

Conçue pour des restaurations implantaires naturellement harmonieuses, dans le respect de l'environnement ostéo-muqueux, Healfit<sup>®</sup> SH est une précieuse alliée dans les protocoles immédiats.



Préservation  
prothétique  
guidée.

ANTHOGYR   
A Straumann Group Brand


*Dr. François Vigouroux*

# healfit<sup>®</sup> SH

## DESIGN BIOMIMÉTIQUE.

→ 5 formes uniques\* inspirées de l'étude de centaines de profils dentaires afin d'offrir des profils anatomiques pour l'ensemble des secteurs.

→ Pour vos restaurations unitaires sur Axiom<sup>®</sup> BL et TL disponible en plusieurs hauteurs gingivales et coronaires.



\*Formes A, B, C, D et E.

## Préservation prothétique guidée.



3 en 1

### CICATRISEZ.

→ Maintien des volumes alvéolaires et muqueux lors des protocoles d'extraction implantation immédiate.

### SCULPTEZ.


→ Aide à recréer du volume en site cicatrisé, grâce à la forme anatomique combinée à la dynamique naturelle de cicatrisation.

### Continuité du flux prothétique

→ Profil d'émergence constant compatible avec les embases X-Base<sup>®</sup>.

### PRENEZ L'EMPREINTE.

→ Prise d'empreinte directe, optique ou conventionnelle, sans déconnexion du composant, offrant un respect accru de la barrière biologique.




## EFFICIENCE DIGITALE.

### Flux de travail optimisés

- Fonction 3 en 1 : cicatrisation, préparation des tissus, empreinte.
- Design de la restauration finale au plus proche du profil anatomique d'origine permettant d'optimiser la conception et la pose.
- Moins de composants et de manipulations, moins de temps au fauteuil.



TÉLÉCHARGEZ LES  
BIBLIOTHÈQUES.



## ESTHÉTIQUE ET CONFORT POUR LES PATIENTS.

- Apparence discrète en bouche grâce à la coloration naturelle du revêtement.
- Préparation d'un contour gingival au plus proche de l'environnement initial pour une intégration prothétique optimisée.

- Pour la préservation des tissus initiaux, en vue de protocoles moins invasifs, moins de greffes tissulaires ou réduction de leur complexité.



**ANTHOGRYR**   
A Straumann Group Brand

# EFFICIENCE DU FLUX PROTHÉTIQUE.



DÉCOUVREZ  
X-BASE®

NOUVEAU !

x.base®




## Healfit® SH et X-Base®, une synergie au service de la prédictibilité prothétique

- Récupération du profil d'émergence gingival pour une conception prothétique au plus proche de l'environnement d'origine.
- Concordance des émergences entre Healfit® SH et X-Base®.
- Mise en place de la prothèse facilitée.



TÉLÉCHARGEZ LES  
BIBLIOTHÈQUES.



Dispositifs médicaux à destination des professionnels de la médecine dentaire.  
Non remboursés par la Sécurité Sociale. Classe IIb. CE0459. G-MED Groupe LNE.  
Fabricant : Anthogyr. Lire attentivement les instructions figurant dans les notices et manuels d'utilisation.

SUIVEZ-NOUS.

[www.anthogyr.fr](http://www.anthogyr.fr)

**ANTHOGYR**   
A Straumann Group Brand